


# FOLLO STABILIS TILT



EC DECLARATION OF CONFORMITY FOR  
MACHINERY AND MEDICAL DEVICES

---

Manufacturer: *Follo Industrier AS*

Address: *Brekkeveien 43*  
*1430 Ås*  
*NORWAY*

Herewith declares that: *FOLLO STABILIS TILT (105-8060..)*

- is in conformity with the provisions of the Machinery Directive (Directive 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC annex I) and Medical Devices Directive (93/42/EEC annex VII)

Class I.

---

*21.03.02 Ås, Norway*

  
*Ingar Bjerklund*  
*Managing Director*

We congratulate you on choosing a Follo Stabilis product. This instruction information makes it possible for you to take full advantage of the product from the first day in use. Please read these instructions carefully before taking the product into use.  
**Contents:** Check list, unpacking/Installation, safety information, how to use, maintenance instructions, technical specifications and spare parts list

ORDER NO.:

COLOUR:

SERIAL NO.:

<b>FUNCTION TEST:</b>	<input type="checkbox"/> Surface: No damages
<input type="checkbox"/> Bottom frame: Surface, screws, plastic parts	<input type="checkbox"/> Labels: Serial number
<input type="checkbox"/> Top frame: Surface, screws, plastic parts	<input type="checkbox"/> Belts
<input type="checkbox"/> Quick release	<input type="checkbox"/> 110 Voltage <input type="checkbox"/> 220 Voltage
<input type="checkbox"/> Tilt function	<input type="checkbox"/> Wheels (directional / total brake function)
<input type="checkbox"/> Raising / lowering	<input type="checkbox"/> Battery back up
<input type="checkbox"/> Workbench	<input type="checkbox"/> Head / foot section angle adjustment
<input type="checkbox"/> Cushions (colour, screws, surface)	<input type="checkbox"/> Labels (lock/release, serial nr, warning)
<input type="checkbox"/> Welding: All connections	<input type="checkbox"/> Enclosed: Instructions

ASSEMBLED (date/sign.):


END CONTROLLED (date/sign.):

PACKING CONTROL: (date/sign.):

**FOLLO FUTURA AS - POSTBOKS 112 - 1430 Ås - NORWAY**  
**WWW.FOLLO-FUTURA.NO**

# BRUKERMANUAL


HEV BENKEN 10 CM FØR FULL TIPPING.



2 HJUL MED RETNINGSBREMS


A – UTLØSERHÅNDTAK FOR FOTPLATE

B – UTLØSER FOR HURTIGFELLING



PIPELYD INDIKERER LADING AV KONTROLLBOKS

2 HJUL MED TOTALBREMS



1. TILTFUNKSJON
2. HEV OG SENK
3. FOTBRETT
4. HJERTEBRETT
5. HÅNDKONTROLL



# FOLLO STABILIS TILT

Gratulerer med valget av et Follo Stabilis produkt. Vi har utarbeidet bruksanvisningen for at du som kunde skal få full utnyttelse av produktet. Les instruksjonen nøye før benken monteres og tas i bruk. Heftet inneholder:

- Betjeningsveiledning
- Vedlikehold/ettersyn
- Reservedelsliste
- Tekniske spesifikasjoner
- Sikkerhetsinformasjon

## FORMÅL MED TIPPINGEN

Beregnet for ståtrening. Velg en vinkel som pasienten klarer uten ubehag. Noter vinkelutslaget ved hver behandling. En god idé er å lese boken om tippingsbehandling som er skrevet av fysioterapeuten Ingrid Odeen. Prøv alle funksjonene på en kollega før tipp-benken blir brukt for første gang på en pasient.

## SIKKERHETSINFORMASJON

1. Sørg for at ingenting kommer i klem ved heving / senking eller tipping. Kontroller at borrelåsene på festebeltet er uskadet og at det fester bra
2. Beskriv for pasienten hva som skal skje før behandlingen og treningen begynner.
3. Gå langsomt fram med små vinkelutslag. Ha øyekontakt med pasienten hele tiden.

## BETJENINGSVEILEDNING:

### LÅS ALLTID HJULENE FØR TIPPINGEN BEGYNNER!

1. Legg pasienten på benken i horisontal stilling. Se til at fotsålene er i kontakt med fotplaten. Monter alle festebeltene. Det finnes tre stykk til sammen. To smale for brystet og hoften, og et bredere til knærne.
2. Still inn ønsket ryggstøvvinkel som kjennes komfortabel. Tipp langsomt oppover, se om borrelåsene behøver å justeres og at føttene har kontakt med fotplaten.
3. Bordet kan nå monteres. Bordet kan på ingen måte erstatte det øverste festebeltet.
4. Justering av vinkelen på fotplaten kan også gjøres i stående stilling. Man kan heve og senke tipp-benken i stående stilling. Batteribackup gjør at benken er uavhengig av strømtilslutning under bruk.
5. Hev benken 10 cm før full tipping.

## VEDLIKEHOLD/ETTERSYN

Hver tredje måned sjekkes følgende:

- Smør av og til bevegelige deler med litt olje.
- Slark i stropper og håndtak må rettes opp slik at feilen ikke forverres.
- Bytt alle slitte deler slik at alt fungerer tilfredsstillende.
- Borrelåser er forbruksvare og skal byttes ut så snart de ikke låser ordentlig.

## TILBEHØR

Ekstra stor fotplate.

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Min/max høyde	55-93 cm
Tippingsvinkel:	0-80 °
Fotplatevinkel	-20 + 5°
Ryggstøttevinkel	0-35°
Maks. belastning	170 kg
Vekt	112kg
Lengde	197cm
Bredde	70cm

Fire Linakmotorer med Batteribackup.

## OBS!

ETTER UTPAKKING, SKAL BATTERIENE LADES I JORDET KONTAKT 230V I MINST 12 TIMER. ETTERLAD BATTERIENE HVER KVELD HVIS DET BENYTTES BATTERIDRIFT. BATTERIENE KAN IKKE OVERLADES.

## NØDSENKING AV TIPP-BENKEN


HOLD I HÅNDTAKET SOM FINNES PÅ BENKPLATENS BAKSIDE OG VRI RATTET B. HOLD IMOT PASIENTENS TYNGDE OG FELL LIGGEFLATEN NEDOVER. (MAN MÅ HOLDE I HÅNDTAKET HELE TIDEN). SLIPPES RATTET B GÅR DEN AUTOMATISK I LÅS.

# BRUKERMANUAL

HÖJ BÄNKEN 10 CM FÖRE MAX TIPPNING

OBS!


SÄKERSTÄLL ATT BÅDA LÅSHANDTAG A  
TILL FOTPLATTA ÄR I LÅST LÄGE INNAN TIPPNING



2 HJUL MED RIKTNINGSSPÄRR


A – UTLÖSER HANDTAG FOR FOTPLATTA

B – VRED FOR NÖDSÄNKNING.



NÄR BATTERIERNA BÖR LADDAS KOMMER  
ETT PIPLJUD FRÅN MOTORN.

2 HJUL MED TOTAL BROMS



1. TIPPINGS FUNKTION
2. HÖJ OCH SÄNKNING
3. FOTSTÖD, VINKELINSTÄLLNING
4. RYGGSTÖDSVINKEL
5. HANDKONTROLL



# FOLLO STABILIS TIPPBRÄDA

Gratulerar till valet av en Follo Stabilis produkt. Vi har utarbetat bruksanvisningen så att Ni som kund skall få full utbyte av produkten. Läs instruktionen noga innan Tippbrädan monteras eller tas i bruk. Häftet innehåller:

- Bruksanvisning
- Reservdelslista
- Säkerhetsinformation
- Underhåll/Översyn
- Tekniska specifikationer

## MÅLET MED TIPPNINGEN:

Avsedd för ståträning. Välj en vinkel som patienten klarar utan obehag. Notera vinkelutslaget vid varje behandling. En god ide är att läsa boken om tippningsbehandling skriven av Sjukgymnast Ingrid Odeen. Prova alla funktioner på en kollega innan tippbrädan används första gången på en patient.

## SÄKERHETSINFORMATION:

1. Se till att ingenting kommer i kläm vid höj- och sänkning eller tippning. Kontrollera att kardborrebanden på slyngorna är i god kondition och fäster bra.
2. Beskriv för patienten vad som skall hända innan behandling och träning sätts igång.
3. Gå långsamt fram med små vinkelutslag ha ögonkontakt med patienten.

## BRUKSANVISNING:

LÅS ALLTID ALLA HJUL INNAN TIPPNING PÅBÖRJAS!

1. Lägg patienten på britsen i horisontalläge. Se till att fotsulorna trycker mot fotplattan. Montera alla sadelgjordar, det finns tre stycken. Två smala för bröstet och höften samt ett bredare för knäna.
2. Ställ in önskad ryggstöds vinkel som känns bekvämt. Tippa långsamt uppåt, kolla om sadel-gjordarna behöver justeras och att fötterna står mot fotplattan.
3. Bord kan nu vid behov monteras. Bordet får inte utan vidare ersätta övre sadelgjord.
4. Vid behov kan fotledsvinkeln justeras även i stående. Man kan höja och sänka tippbrädan i upptippat läge. Batteribackup finns inbyggd som ger Möjlighet att oberoende av vägguttag använda tippbrädan.

## UNDERHÅLL/ÖVERSYN

Var tredje månad:

1. Smörj rörliga delar med lite olja.
2. Åtgärda glapp och oljud så att felen inte förvärras.
3. Byt alltid slitna delar så att allt fungerar tillfredsställande.
4. Sadelgjordar är förbrukningsvaror och skall bytas ut så snart de inte låser.

## TILBEHÖR:

- Extra stor fotplatta.
- Häfte om tippbrädesbehandling.

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

MIN/MAX HÖJD.	55-93CM
TIPPNINGSVINKEL	0-80 GRADER
FOTPLATTEVINKEL	-20+5 GRADER
RYGGSTÖDSVINKEL	0-30 GRADER
FYRA LINAKMOTORER MED BATTERIBACKUP.	
MAX BELASTNING	170 KG
VIKT	112 KG
LÄNGD:	197CM
BREDD:	70CM

## OBS!

**EFTER UPPACKNING PÅBÖRJA LADDNING I JORDAT UTTAG 230v i MINST 12 TIMMAR.**

UNDERHALLSLADDA VARJE NATT OM NI ANVÄNDER BATTERIDRIFT. KABELN TILL VÄGGUTTAGET KAN ÄVEN SITTA I HELA TIDEN UTAN ATT ÖVERLADDA ELLER SKADA BATTERIERNA!


TIPPBRÄDANS SNABBFÄLLNINGSFUNKTIONN.

## GÖR SÅ HÄR:


**HÅLL I HANDTAGET SOM FINNS PÅ LIGGYTANS BAKSIDA VRID VREDET B. HÅLL EMOT PATIENTENS TYNGD OCH FÄLL LIGGYTAN NEDÅT. SLEPPS VREDET B ER DEN I AUTOMATISK LAST LÄGE**

# USE INSTRUCTION

RAISE TABLE TO A MINIMUM OF 10 CM BEFORE FULLY TILTING



## HAND CONTROL




BEEP SOUND INDICATES  
CHARGING OF CONTROL BOX BATTERIES

2 WHEELS WITH ALLROUND BRAKES

CABLE CONNECTING  
CONTROL BOX

220V/115V



1. TILT FUNCTION
2. RAISING/LOWERING
3. FOOTPLATE
4. HEAD SECTION
5. HAND CONTROL

2 WHEELS WITH DIRECTIONAL BRAKES

A - RELEASE HANDLE FOR FOOTPLATE

B - RELEASE FOR QUICK LOWERING



# FOLLO STABILIS EL.TILT

Congratulations on choosing a Follo Stabilis product. This manual enables you to take full advantage of the product from the first day in use. Please read these instructions carefully before faking the product into use. Contents:

- How to use
- Maintenance instructions
- Technical specifications
- Spare parts list
- Safety information

## HOW TO TRAIN:

The EI-tilt is used for training to an upright position. Choose an angle so that the patient can exercise comfortably. Note the angle each session. Try all the functions on a colleague before the EI-tilt is used on a patient.

## SAFETY INSTRUCTIONS:

1. Ensure that nothing gets entangled in the moving parts while the product is used. Be sure that the Velcro is in proper condition and that the belt can be properly fastened.
2. Describe to the patient what the exercise comprises before the treatment.
3. Make slow process with small angular deflections. Keep eye contact with the patient at all times.

## HOW TO USE:

1. The patient may lay down on the bench when it is horizontal. Make sure that the sole of the foot is in contact with the foot plate. Strap on the belts. There are three belts: Two small for the torso and hip, and one large to knees.
2. Adjust for the back rest to a comfortable position. Tilt the bench slowly upwards and adjust the belt if necessary. Check that the feet are resting on the footplate. Tighten or loos the Velcro as necessary.
3. The table can be assembled now if wanted. The table can not be used instead of the upper fastening belt.
4. The angle of the footplate can be adjusted while the bench in a upright position. You can raise and lower the bench also in the upright position. The battery back up enables you to operate the tilt table not being connected to a main power

## MAINTENANCE INSTRUCTIONS:

Check the following at regular intervals (every third month):

1. First clean then lubricate moving parts often by using a little Vaseline oil.
2. Freeplay in such things as straps and handles should be adjusted immediately to avoid further wear and tear.
3. Change worn fixing screws etc. to ensure the equipment functions satisfactorily.

## EXTRA EQUIPMENT:

- Large foot plate

## TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Min/max height	55-93cm
Tilt angle	0°-80°
Foot plate	-20°-+5°
Back rest	0°-30°
Four 24V Linak motors	Maximum load 170kg
Weight:	112 kg
Length:	197cm
Width:	70cm

## IMPORTANT:


**AFTER UNPACKING, THE BATTERIES SHOULD BE CHARGED FOR AT LEAST 12 HOURS USING A GROUNDED, 230V OR 11 OV SOCKET. IT IS RECOMMENDED THAT THE BATTERIES BE RECHARGED OVERNIGHT IF A MAINS POWER SUPPLY IS NOT USED. THE ELECTRICAL PLUG MAY REMAIN IN THE SOCKET WITHOUT HARMING THE BATTERIES.**

## QUICK RELEASE TILT FUNCTION:

**USE THE HANDGRIP AT THE REAR OF THE BENCH, AND TURN THE HANDLE WHICH IS ATTACHED TO THE TILT MOTOR. THE TILT FUNCTION CAN BE MOVED BY HAND. RELEASE THE HANDLE AND THE TILT FUNCTION AUTOMATICALLY LOCKS.**

# ANWENDER INSTRUKTION

Kipptisch um etwa 10 cm bevor Kippen hochfahren




2 Umlenkrollen mit Richtungssperren

A – Auslösehebel für Fußplatte

B – Auslösehebel für Notabsebkung

## Handkontroll

Hoch/Runter



Nach Oben/Unten


Kippfunktion

Fußplatte

Kopfteil

## Kontrollbox Anschlüsse

220V/115V



1. Kippfunktion

2. Nach Oben/Unten

3. Fußplatte

4. Kopfteil

5. Handkontroll

# FOLLO STABILIS EL. KIPPTISCH

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Follo Stabilis Produkt.  
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Inhalt:

- Bedienung – Wartungsanweisungen
- Technische Spezifikation – Ersatzteilverzeichnis
- Sicherheitsinformation

## Übungsanleitung:

Der Kipptisch wird verwendet um z. B. bettlägerigen Patienten in der stehenden Position verschiedenen Aktivitäten zu üben.

Wählen Sie eine für den Patienten akzeptablen Neigung.

Notieren Sie den Wert (Clinometer ist Standard) bei jeder Übungseinheit.

Testen Sie zuerst die verschiedenen Einstellungen an einem Kollegen bevor Sie das Gerät für Patienten einsetzen.

## SICHERHEITSANWEISUNGEN:

1. Stellen Sie sicher, dass keine Fremdgegenstände in der Mechanik des Geräts während den Gebrauch raten können.
2. Überprüfen Sie die Klettbandverschlüsse der Befestigungsgurte auf deren festen Halt sodass der Patient stets gut gesichert ist.
3. Erklären Sie den Patienten den bevorstehenden Übung gründlich!
4. Fangen Sie langsam, mit einer geringeren Neigung an und halten stets Augenkontakt mit dem Patienten.
5. Der Kipptisch kann nicht mit Patient in die aufrechte Position bewegt werden – SEITLICHE KIPPRISIKO!

## BEDIENUNG:

1. Platzieren Sie den Patienten auf der Liege nur in der horizontalen Position. Stellen Sie fest dass die Füße die Fußplatte erreichen. Befestigen Sie den Gurten: Drei Stück; zwei Kleine für Torso und Hüfte und einmal Groß für die Knien.
2. Stellen Sie das Rückenpolster in einer komfortablen Position. Fahren Sie die Liegeplatte langsam nach oben und justieren Sie bei Bedarf die Gurte nach (lösen oder fester anziehen). Stellen Sie sicher dass die Füße an der Fußplatte gut anliegen.
3. Der Übungstisch kann jetzt befestigt werden. Bitte beachten Sie, dass der Übungstisch nicht den oberen Gurt ersetzen darf!!
4. Die Neigung der Fußplatte kann mit der Liegeplatte in der ausrechten Position justiert werden.

Sie können ebenfalls die Höhe der liegeplatte in der aufrechten Position variieren.

Dank der Akkus können alle Eistellungen getätigt werden, auch wenn der Kipptisch nicht ans Stromnetz angeschlossen ist.

## WARTUNGSBESTIMMUNGEN:

Bitte regelmäßig (jeden dritten Monat) folgendes überprüfen:

1. Reinigen und schmieren Sie bewegliche Teile mit etwas Silikonöl.
2. Sämtliche Befestigungen und Schraubverbände auf deren festen Sitz überprüfen.
3. Ausgeleierte Schraubverbindungen müssen ausgetauscht werden, um die sichere Funktion zu gewährleisten.

## ZUBEHÖR:

Größere Fußplatte

## TECHNISCHE SPEZIFIKATION:

Min/max Höhe:	55-93cm
Kippneigung:	Von 0° bis +80°
Fußplatte:	Von -20° bis +5°
Rückenteil:	Von 0° bis + 30°
4 St. 24V Linak Hubmotoren	
Maximale Belastung:	170kg
Gewicht:	112 kg
Länge:	197cm
Breite:	70cm

## WICHTIG:

**Nach dem Auspacken sollen die Akkus für mindestens 12 Stunden aufgeladen werden.**

**Nutzen Sie ausschließlich geerdete Steckdosen.**

**Wir empfehlen dass das Gerät über-Nacht geladen wird.**

**Der Stecker kann in der Steckdose bleiben ohne den Akkus zu beschädigen.**

## NOTABSENKUNG:


**Betätigen Sie den Handgriff am hinteren Ende der Liege.**

**Drehen Sie den Griff an den Neigungsmotor.**

**Die Liege kann jetzt manuell bewegt werden.**

**Bei loslassen den Handgriff rastet die Liege wieder ein.**


# Follo Stabilis Tilt 105-806xxx



FOLLO FUTURA


# Follo Stabilis Tilt

## 105-806001




# Follo Stabilis Tilt

## 105-806011



# Follo Stabilis Tilt 105-806xxx



FOLLO FUTURA

# Follo Stabilis Tilt 105-806xxx

Pos	Qty	Ref. no.	Dim	Benevnelse	Description
1	1	222-01		BUNNRAMME	LOWEFRAME
2	1	222-02		BAKRE VUGGE	REAR CRADLE
3	1	222-03		FREMRE VUGGE	FRONT CRADLE
4	2	222-04		ØVRE AKSLING TIL VUGGE	UPPER CRADLE
5	4	222-05		NEDRE AKSLING TIL VUGGE	LOWER CRADLE
6	1	222-06		TOPPRAMME	UPPER FRAME
7	1	222-07		PUTERAMME TO PUTER	CUSHION FRAME
8	1	222-08		AKSLING TIL PUTERAMME	AXLE FOR CUSHION FRAME
9	2	560-000487	M8x30	INNV.6KT. SKRUE	SCREW
10	4	572-001979	Ø8,4	POM SKIVE	POM WASHER
11	1	222-11		UTLØSER	EJECTOR
12	1	222-12		HÅNDTAK FOR UTLØSER	EJECTOR HANDLE
13	1	222-13		HJERTEBRETT	HEART BOARD
14	1	586-000100		GASSFJÆR 800N	GAS SPRING 800N
15	1	222-15		FOTPLATE	FOOT PLATE
16	1	222-16		FOTPLATESTATIV	FRAME
17	2	222-17		LÅSEHENDEL FOR FOTPLATE	LOCKING HANDLE FOR FOOT PLATE
18	2	222-18		HOLER FOR HÅNDTAK	FIXATION FOR HANDLE
19	2	222-19		HÅNDTAK	FOOT PEDAL LOWERING/RAISING
20	2	222-20		DISTANSERING TIL FOTPLATE	WASHER
21	1	597-222-23		ARBEIDSBORD	WORKBENCH
23	2	591-002841	GL 22	PLASTINNSATS	PLASTIC PLUG
24	1	572-001946	Ø10,5	PLAST UNDERLAGSSKIVE	PLASTIC WASHER
25	4	570-003321	Ø10	SPRENGSKIVE	LOCK WASHER
26	1	222-26		RAMME TILARBEIDSBORD	FRAME FOR WORKBENCH
27	2	222-27		TELESKOPHOLDER FOR ARB.BORD	FIXATION
28	2	222-28		STRAMMEMUTTER FOR ARB.BORD	NUT FOR WORKBENCH
29	1	222-29		STORT BELTE FOR TILT	LARGE BELT FOR TILT
30	2	222-30		LITE BELTE FOR TILT	SMALL BELT FOR TILT
31	2	222-31		SKINNE FOR PUTERAMME	RAIL FOR CUSHION FRAME
32	2	222-32		BELTESTOPPER FOR SKINNE	BELT FIX
33	2	532-002915	Ø100	HJUL MED TOTALBREMS	WHEEL
34	2	532-002916	Ø100	HJUL MED RETNINGSBREMS	WHEEL
35	4	591-002843	E 60X60	PLASTINNSATS	PLASTIC PLUG
36	11	562-001891	M10	LÅSEMUTTER	LOCKINGNUT
37	20	572-001959	Ø10	UNDERLAGSSKIVE	WASHER
38	4	560-001888	M10x30	INNV. 6KT. SKRUE	SCREW
39	12	531-003797		SINTR. OLJEBRONSELAGER	BRONZE BEARING
40	10	575-004190		STARLOCK	STAR LOCK
41	12	560-003714	M8x8	SETTSKRUE 6KT. INNV.	BOLT
42	4	591-001963	SW19	PLASTHETTE	PLASTIC CAP
43	2	560-002042	M12x55	6.KT SKRUE	SCREW
44	6	572-001848	Ø12	UNDERLAGSSKIVE	WASHER
45	2	562-001844	M12	LÅSEMUTTER	LOCK NUT
46	1	560-002824	M8x35	6KT. SKRUE	BOLT
47	1	591-001964	SW17	PLASTHETTE	PLASTIC PLUG
48	2	591-000197	12x12	DEMPER	CUSHION
49	4	591-002043	F 50x30	PLASTINNSATS	PLASTIC PLUG
50	2	591-003609	F 50x30x3	PLASTINNSATS	PLASTIC PLUG
51	1	560-001933	M10x35	6KT. SKRUE	BOLT
52	2	560-000790	M8x50	INNV. 6KT. SKRUE	BOLT
53	8	572-001979	Ø8	UNDERLAGSSKIVE	WASHER
54	10	562-001846	M8	LÅSEMUTTER	LOCKINGNUT
55	2	560-000691	M10x40	6 KT. SKRUE	SCREW
56	1	670-004201		MOTOR LA 28	MOTOR
57	1	670-004233		KONTROLLBOKS	CONTROLBOX
58	1	670-004202		MOTOR L 32	MOTOR
59	2	560-000315	M10x65	INNV. 6KT. SKRUE	BOLT
60	2	567-001920	M8x20	RATT	WHEEL

Pos	Qty	Ref. no.	Dim	Benevnelse	Description
61	2	591-002684	95x100	PLASTHETTE	PLASTICPLUG
62	4	591-002438	GL 25	PLASTINNSATS	PLASTIC PLUG
63	1	591-000481	E25x25	PLASTINNSATS	PLASTIC PLUG
64	4	572-001893	Ø5	STOPPSKIVE	WASHER
65	4	560-006063	M5x16	SKRUE	SCREW
66	2	591-000196		PLASTHÅNDTAK	PLASTIC HANDLE
67	4	567-001923	M8x15	RATT	WHEEL
68	2	567-003925	M8x35		LÅSESPAK
69	2	591-003302	F10x30	PLASTINNSATS	PLASTIC PLUG
70	2	560-002579	M8x16	INNV. 6KT. SKRUE	SCREW
71	1	472-105-80620-*		PUTESETT	CUSHIONS
72	2	570-002039	Ø8	BØLGESKIVE	WAVE WASHER
73	1	670-004232		MOTOR 34320 F	MOTOR
74	1	670-004234		MOTOR LA 12	MOTOR
76	1	670-004236		HÅNDKONTROLL	HAND CONTROL
77	1	560-002028	M6x60	INNV.6KT. SKRUE	SCREW
78	6	560-000273	M6x45	SKRUE	SCREW
79	2	560-000314	M8x90	6KT.INNV.SKRUE	SCREW
80	2	560-000367	M10x50	SKRUE	SCREW
81	3	591-002581	SW13	PLASTHETTE	PLASTIC CAP
82	1	560-000367	M10x50	6KT.INNV.SKRUE	SCREW
83	6	561-001963	Ø3,5x9,5	SKRUE	SKRUE
84	1	577-112487		WIRE	WIRE
85	1	572-000258	Ø3	STOPPSKIVE	WASHER
86	2	222-83	Ø10,2	PLASTSKIVE	PLASTIC WASHER
88	4	630-002676		PLASTSKIVE	PLASTIC WASHER
89	2	562-002006	M4	LÅSEMUTTER	LOCK NUT
90	2	222-21-1		PLATE	PLATE
91	2	590-000529		TAPE	TAPE
92	2	12908-2-7		PIL	ARROW
93	2	560-003928	M4x10	SKRUE	SCREW
94	4	561-001965	Ø3,5x16	SKRUE	SCREW
96	4	567-003925	M8x30	LÅSESPAK	LOCK HANDLE
97	8	572-001847	Ø8	SKIVE	WASHER
98	8	561-000761	Ø5x30	SKRUE	SCREW
99	2	222-82		SKINNE	BAR
100	1	12938-1		PLATE	PLATE
101	2	222-81		TOPPSKINNE	TOP BAR
102	6	560-000273	M6x45	SKRUE	SCREW
103	8	560-000272	M6X40	SKRUE	SCREW
105	1	482-222-33*		HEL PUTE	SOLID CUSHION
106	4	560-001889	M6X20	LÅSESKRUE	SCREW
107	4	562-001850	M6	LÅSEMUTTER	LOCK NUT
108	1	105-806007		FOTBRETT EKSTRA	FEET BOARD
109	1	560-002825	M8x35	6KT. SKRUE	SCREW
110	4	572-001892	Ø4,2	SKJERMESKIVE	WASHER
111	4	574-002560	Ø11,1	GUMMIKLIPS	BRACKETS
112	1	222-40		PUTERAMME HEL PUTE	CUSHION FRAME
113	2	591-004178	F60x30x3	PLASTINNSATS	PLASTIC PLUG
114	1	560-003928	M4x10	MASKIN SKRUE	SCREW

\*) Four different colours.



# Service points

1. Check all screws and nuts on the bench.
2. Check all bolts on the bottom frame, lifting cradles and topframe.
3. Check all star locks.
4. Check the foot plate for cracks.
5. Check the handles on the cushion frame.
6. Make sure the emergency release are working.
7. Check all set screws.
8. Check all motor fittings for cracks.
9. Lubricate all moving points.
10. Need the paint to be improved, use color RAL 9006.
11. Check the belts (two small and one large) for any damage.
12. Moisten a cloth (on the marked commonly used cleaning / disinfectant) and wipe off. NOTE: Alcohol based agent should not be used on plastic covers or cushions.
13. Check the cushions for any damage or cracks.

